

## Sicherheitsvorkehrungen Konzentrator

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit möchten wir Ihnen eine Übersicht zu den grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Handhabung von Sauerstoffkonzentratoren vermitteln.

<p>Rauchen Sie nie während der Inhalation von reinem Sauerstoff! Erlauben Sie auch anderen Personen nicht, in Ihrer unmittelbaren Umgebung zu rauchen.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass kein offenes Feuer in der Nähe des Behälters oder der Sauerstoffschläuche gelangt.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass sich Gewebe und Kleidungsstücke beim Austritt von Sauerstoff nicht dem Gas sättigen können.</p>	<p>Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, sondern schliessen Sie das Gerät direkt an einer Steckdose an.</p>
<p>Bringen Sie nie Öl oder Fett oder fetthaltige Substanzen in Kontakt mit Sauerstoff.</p>	<p>Das Gerät nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer) aufstellen oder unter fließendem Wasser reinigen.</p>	<p>Versuchen Sie nie, eines der Geräte zu öffnen, oder selber Reparaturen vorzunehmen!</p>	<p>Lüften Sie während oder nach dem Austritt von Sauerstoff die betroffenen Räume gut durch.</p>

*Wir sind für Sie da!*  
**Care Center Homecare**  
**Tel. 0800 428 428**